

共同利用施設 案内

主任：糸井 マナミ

室名：生体防御機構解析室
(免疫・微生物学教室)

免疫・微生物学ユニット：
(内線267)


機器用途【 なにができる？ 】

場所：

5号館2階

内線：263

施設利用手引き



1. 凍結切片を作成できます。

2. 細胞・組織標本の明視野観察、蛍光観察およびノルマルスキー微分干渉観察 ができます。
付属のデジタルCCDカメラで写真撮影もできます。

概要：凍結切片の作成と細胞・組織切片の明視野および蛍光観察。デジタル画像撮影も可。物質の定量分析。

共同利用機器備品リスト：

1. クライオスタット(LEICA CM1900) 1台
2. 落射蛍光顕微鏡 (OLYMPUS AX80T) 1台
デジタルCDDカメラ(QImaging RETIGA Exi) 1台

1



2

